

えびかにキャッチャー「マルハニチロ」

食品反応性リスト



◎本キットにおける各種原材料の反応性

- 1. 本キットの取扱説明書に従い検査を行いました。
- 2. 各種原材料は、原則として一般的な可食部を対象に未加熱の状態で検査を行いました。
- 3. 十脚目以外の原材料で、陽性(+)と判定されたものを偽陽性として赤字で示しました。

分類	原材料	判定	分類	原材料	判定
甲殼類(十脚目)	ブラックタイガー	+	頭足類	スルメイカ	_
	ギアナピンク	+		ヤリイカ	_
	ホッコクアカエビ	+		モンコウイカ	_
	サクラエビ	+		ホタルイカ*	_
	スキャンピー	+		マダコ	_
	ウチワエビ	+		ミズダコ	_
	キューバロブスター	+		イイダコ*	_
	タラバガニ	+	貝類	アサリ	_
	ガザミ	+		シジミ	_
	ズワイガニ	+		ハマグリ	_
その他の甲殻類	シャコ	+		アカガイ	_
	オキアミ	+		マガキ	_
	アミ	+		ホタテガイ	_
	フジツボ	_		イガイ	_
	カメノテ	+		サザエ	_
	ワレカラ	+		ホッキガイ	_
				ツブガイ	_
				タニシ	_
				アワビ	_

*:内臟除去



◎ 本キットにおける各種原材料の反応性

分類	原材料	判定	分類	原材料	判定
魚類	サケ	_	穀類	米	_
	サバ	_		小麦	_
	スケソウダラ	_		蕎麦	_
	マダラ	_	豆類	大豆	_
	イトヨリ	_		小豆	_
	イワシ	_		コーヒー豆	_
	マアジ	_	野菜・きのこ類	ナス	_
,	トビウオ	_		カボチャ	_
	タチウオ	_		タマネギ	_
	キンメダイ	_		タケノコ	_
	イシモチ	_		ショウガ	_
	シログチ	_		ニンニク	_
	エソ	_		ジャガイモ	_
	ハ゜シフィックホワイティンク゛	_		サツマイモ	_
魚卵類	イクラ	_		ヤマイモ	_
	タラコ	_		ワサビ	_
海藻類	昆布	_		シイタケ	_
	ワカメ	_		マツタケ	_
	テングサ	_	果実類	バナナ	_
	アオサ	_		リンゴ	_
	ヒジキ	_		キウイ	_
	スサビノリ	_		オレンジ	_
	牛肉	_		モモ	_
肉類等	豚肉	_	種実類 -	落花生	_
	豚レバー	_		クルミ	_
	鶏肉	_		アーモンド	_
	鶏レバー	_		カシューナッツ	_
	ゼラチン	_		ゴマ	_
乳· 卵類	牛乳	_		コショウ	_
	鶏卵	_			·
	ウズラ卵	_			